

EYEMAX Mono AMD



Especificaciones técnicas

Nombre de producto	EYEMAX Mono AMD
Descripción breve	Lente diseñada para implantar en pacientes afectados por problemas en la mácula. Permite a los pacientes utilizar cualquier parte de la mácula y continuar funcionando incluso a medida que progresa la DMAE.
Especificaciones técnicas	Diseño óptico Panmacular: Frente de Onda Modificado Patentado
Características / Tipo	<p>Eyemax mono es el resultado de la evolución de esta tecnología en una sola lente que permite a los pacientes utilizar cualquier parte de la mácula y continuar funcionando incluso a medida que progresa la DMAE.</p> <p>La lente Mono Eyemax se inyecta en el ojo a través de una pequeña incisión. La avanzada tecnología de lente patentada magnifica suavemente la imagen que entra en el ojo y la proyecta alrededor de las partes más sanas de la retina que rodea la mácula dañada.</p>
Indicaciones	<p>Para pacientes con DMAE seca intermedia o avanzada unilateral o bilateral.</p> <p>Otras afecciones maculares que incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none">- AMD neovascular estable o controlado.- Maculopatía diabética estable o de manejo activo- Degeneración miópica- Enfermedades retinianas hereditarias (con cataratas)- Agujero macular / membrana epirretiniana
Tipo de lente	Lente macular / DMAE
Material	Acrílico Hidrofóbico

Óptica	Diámetro ZO: 6,0mm Diámetro total : 13.00 mm Filtro UV y luz azul de alta energía. Bordes cuadrados.
Háptico	C-Loop modificado, bordes cuadrados.
Rango Dióptrico	+11,0D a +25,0D (incrementos de 2D)
Índice refracción	1,525
Vault	0°
Constantes optimizadas	SRK/T 119,2 SRK II 119,6

