

3nethra NEO



Especificaciones técnicas

Nombre de producto

3nethra NEO

Descripción breve

Retinógrafo digital de campo amplio 120°, permite la documentación mediante DICOM. Cámara de alta resolución, ergonómica y ligera que permite al explorador la captura de las zonas más periféricas de la retina de manera muy fácil incluso en pacientes no colaboradores. Es el sistema ideal para evaluar la progresión objetiva de los casos de retinopatía de la prematuridad (ROP) y otras retinopatías oftalmopediátricas.